



Focusline Óptica

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]	Power (Rated) (Nom)	200 W
Código Philips	13164	Tensão (Nom.)	24 V
Código Ansi	EJL		
Código LIF	A1/252	Controles e regulação	
Posição de funcionamento	S90 [s90]	Regulável	Sim
Principal aplicação	Projection		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h	Dados mecânicos e de revestimento	
		Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Dados técnicos de luminosidade		Acabamento do refletor	Smooth
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1100 lm	Dimensões de filamento LxA	-
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3400 K		
Índice de restituição cromática (Nom.)	100	Requisitos de design da luminária	
		Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C

Focusline Óptica


Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	32 mm

Dados do produto

Código do produto completo	871150041058030
Nome de produto da encomenda	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
EAN/UPC – Produto	8711500410580
Código de encomenda	41058030

Local Code	22126
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	923921120594
Peso líquido (Peça)	0,025 kg

Desenho dimensional



13164 200W GX5.3 24V

Product	D (max)	C (max)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

