



Eco passport

Medical Terapeutica /52

TL 20W/52 SLV/25



Energia

- Power (Rated) (Nom) : 19.3 W
- Regulável : Não



Substâncias

- Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) : 8,0 mg



Vida útil

- Vida útil até 50% de falhas (Nom.) : 9000 h
- Vida útil (Nom.) : 2000 h

Vista geral das especificações ambientais dos nossos produtos

Na Philips, lutamos para tornar o mundo mais saudável e mais sustentável através da inovação. Os nossos esforços no âmbito da sustentabilidade são reconhecidos globalmente e reflectem-se, por ex., nas nossas posições contínuas de liderança nos rankings globais, como o Dow Jones Sustainability Index e o Carbon Disclosure Project. No nosso processo de design ecológico, concentramo-nos nos pontos energia, peso, reciclagem, embalagem, substâncias e fiabilidade para analisar e continuar a melhorar o desempenho ambiental dos nossos produtos.

PHILIPS

2018, Julho 28

Dados sujeitos a alteração

Código de encomenda : 64302540