



Синий (/52) TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Лампы серии Medical Therapy Jaundice PL-L излучают свет в диапазоне 400–500 нм. Лампы Philips TL/TL-D/52 не имеют излучения в коротковолновом UVB-диапазоне. Таким образом, линейка продуктов Philips Medical Therapy Jaundice PL-L идеально подходит для использования в системе фототерапии для новорожденных, страдающих гипербилирубинемией (неонатальной желтухой) и синдромом Криглера-Наджара (ЦНС). Это высокоэффективное фототерапевтическое свечение устранило необходимость переливания крови почти у всех детей с желтухой. Примечание: UVB-лампы Philips HE зарегистрированы агентством FDA в качестве медицинских устройств, поскольку данная линейка продуктов HE предназначена для коммерческого распространения.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	52
Светоотдача	318 лм
Координата цветности X (ном.)	154


Координата цветности Y (ном.)	69
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	19,3 В
Ток лампы (ном.)	0,36 А
Напряжение (ном.)	59 Вт
Напряжение (ном.)	59 Вт

Синий (/52) TL/TL-D

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T38 [T 38 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL 20W/52 SLV/25


Полное название продукта	TL 20W/52 SLV/25
Полный код продукта	871150064302540
Код заказа	928003505203
Материал № (12NC)	928003505203
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500643025
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500643032

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

Синий (/52) TL/TL-D

