



Starters for tanning lamps

BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

Mises en garde et sécurité


- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Code EOC	
Consommation électrique	100 25 W	Code de commande	90370926
Tension (nom.)	220-240 V	Code 12NC	928391830303
Mécanique et boîtier		Quantité par pack	1
Couleur du corps	Noir	Code EAN – Produit/Boîte	8711500903709
Données du produit		Conditionnement par carton	500
Nom du produit de la commande	BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	Codes EAN/UPC – Boîte	8711500903723
Nom de produit complet	BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT		

Starters for tanning lamps

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40.3 mm	21.5 mm

