



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Durée de vie nominale	50 000 h		
Nombre de cycles d'allumage	200 000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	3 100 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Consommation électrique	20 W
Cohérence des couleurs	<6	Courant lampe (max.)	94 mA
Indice de rendu de couleur (IRC)	83	Courant lampe (min.)	86 mA
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Tension (nom.)	220-240 V

MASTER LEDtube EM/Mains

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	60 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1 500 mm
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8
Nom de produit complet	MASTER LEDtube 1500mm HO 20W865 T8
Code EOC	871869668716100
Code de commande	68716100
Code 12NC	929001298802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696687161
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696687178

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8	25,78 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

