



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [Цветовая температура 6500K]
Светоотдача (ном.)	2100 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2100 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

Ток лампы (макс.)	73 mA
Ток лампы (мин.)	54 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

MASTER LEDtube EM/Mains

Механические компоненты и корпус

Длина продукта 1200 mm

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта 871869672859800

Название продукта для заказа	MAS LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD
EAN/UPC — продукт	8718696728598
Код заказа	929001375308
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001375308
Вес нетто (шт.)	0,215 kg

Предупреждение и условия безопасности

• -



Чертеж размеров



TLED 4ft 220-240V14W-36W 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


Фотометрические данные








MAS LEDtube EM 14W G13 765 T8 THD

MASTER LEDtube EM/Mains

Фотометрические данные



Срок службы



MASTER LEDtube EM/Mains

