



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit


Données logistiques		Conditionnement par carton	
Code de produit complet	871869681965400		40
Désignation Produit	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	Code industriel (12NC)	929001801432
Code barre produit (EAN)	8718696819654	Poids net (pièce)	0,004 kg
Code de commande	81965400		
Unité d'emballage	1		

Mises en garde et sécurité

• -

MASTER LEDtube EM/Mains

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

Dummy starter for cost down version

