



Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

A nova coleção Deco (lâmpada) transforma a sua casa com uma mistura perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com vida útil prolongada, até 90% de economia de energia, sem tremulações e nível pleno de iluminação instantânea. Você também desfrutará de luz suave e distribuída de maneira uniforme com o sofisticação e elegância, oferecendo um espaço harmonioso.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código de cor	820 [CCT of 2000K]
Código da cor	820 [CCT of 2000K]
Fluxo luminoso	470 lm
Designação da cor	Chama
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72,00 lm/W
Consistência da cor	<6

Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Consumo de energia	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,7
Tensão (Nom.)	230 V

Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
-------------------------	-------

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Âmbar transparente
-----------------------	--------------------

Forma da lâmpada	T65 [T 65 mm]
------------------	---------------

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
-------------------------------	-------

EyeComfort	Sim
------------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
------------------------------	--

Nome do produto completo	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
--------------------------	--

Full EOC	871869680351600
----------	-----------------

Descrição do código local	Lâmpada Led Giant-T65-6,5W-Gold-220V
---------------------------	--------------------------------------

Código de encomenda	929001873601
---------------------	--------------

Nº do material (12NC)	929001873601
-----------------------	--------------

Código local	929001873601
--------------	--------------


Numerador — Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC - produto/caixa	8718696803516
-------------------------	---------------

Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
---	---


EAN/UPC - caixa	8718696803523
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	65 mm	273 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM


Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

