



Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Новая коллекция Deco украсит ваш дом идеальным сочетанием (теплого) белого света и изящного, минималистичного исполнения. Благодаря долгому сроку службы, 90% экономии электроэнергии, отсутствию мерцания и мгновенной полной яркости вы сможете наслаждаться мягким равномерным светом в элегантной и стильной форме, создав дома приятную атмосферу.

Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	E27 [E27]	70 %	
Номинальный срок службы	15 000 часов	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цикл переключения	20 000	Частота сети	50 to 60 Hz
Срок службы (часов)	15 000 часов	Входная частота	50–60 Hz
Осветительная технология	LED	Энергопотребление	2,3 Вт
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Ток лампы (ном.)	20 mA
Технические характеристики освещения		Эквивалент мощности	12 Вт
Код цвета	820 [CCT of 2000K]	Время включения (ном.)	0,5 s
Светоотдача	125 лм	Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Обозначение цвета	Пламя	Коэффициент мощности (доля)	0,5
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K	Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Эффективность (номинальная) (ном.)	54,00 лм/Вт	Температура	
Постоянство цвета	<6	Температура корпуса максимальная (ном.)	35 °C
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80		

Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный янтарный
Форма колбы	Прочее

Соответствие требованиям и область применения


Энергопотребление кВт-час/1000 ч	3 kWh
EyeComfort	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND
------------------------------	-------------------------------------------


Полное название продукта	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND
Полный код продукта	871869959349000
Код заказа	929001935501
Материал № (12NC)	929001935501
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699593490
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699593506

Чертеж размеров




Product	D	C
LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	127 мм	168 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Декоративные светодиодные лампы MASTER Value


Фотометрические данные




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

