



Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

Новая коллекция Deco украсит ваш дом идеальным сочетанием (теплого) белого света и изящного, минималистичного исполнения. Благодаря долгому сроку службы, 90% экономии электроэнергии, отсутствию мерцания и мгновенной полной яркости вы сможете наслаждаться мягким равномерным светом в элегантной и стильной форме, создав дома приятную атмосферу.

Данные о продукции


Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E27 [E27]	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Номинальный срок службы	15 000 часов	Частота сети	50 to 60 Hz
Цикл переключения	20 000	Входная частота	50–60 Hz
Срок службы (часов)	15 000 часов	Энергопотребление	5 В
Осветительная технология	LED	Ток лампы (ном.)	25 mA
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Эквивалент мощности	30 В
Технические характеристики освещения		Время включения (ном.)	0,5 s
Код цвета	820 [CCT of 2000K]	Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Светоотдача	350 лм	Коэффициент мощности (доля)	0.8
Обозначение цвета	Пламя	Напряжение (ном.)	220–240 Вт
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K	Температура	
Эффективность (номинальная) (ном.)	70,00 лм/В	Температура корпуса максимальная (ном.)	35 °C
Постоянство цвета	<6		
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80		

Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный янтарный
Форма колбы	Прочее
Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh
EyeComfort	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D



Полное название продукта	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D
Полный код продукта	871869959351300
Код заказа	929001935601
Материал № (12NC)	929001935601
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699593513
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699593520

Чертеж размеров



Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202 mm	188 mm

Фотометрические данные




General uniform lighting - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D


Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

